

Sind Ihre Mitarbeiter auf Unfälle vorbereitet?

Erste Hilfe soll für alle da sein. Deswegen setzen wir uns für eine komplette Erste-Hilfe-Ausstattung an Arbeitsplätzen ein. So erreichen wir unser Ziel: Im Ernstfall mehr Leben retten zu können.

Willkommen bei der kleinsten Unfallstation der Welt.

Cederroth bietet Lösungen, die es allen ermöglicht, Erste Hilfe zu leisten – ohne besondere Vorkenntnisse. Mit unserer innovativen Serie von Erste-Hilfe-Stationen kann jeder Arbeitsplatz seine eigene kleine Unfallstation ganz auf den eigenen Bedarf abstimmen – um für Unfälle jederzeit gerüstet zu sein. Alle Arbeitsplätze sollten über eine Erste-Hilfe-Ausstattung verfügen.

- Übersichtlichkeit unsere Stationen und First Aid Kits sind so gestaltet, dass das richtige Produkt leicht und schnell zu finden ist.
- Zahlreiche Produkte sind vielseitig verwendbar das ist praktisch und sorgt für Klarheit.
- Intuitiv verständliche Illustrationen damit alle Erste Hilfe leisten können. Überall.
- Kennzeichnung klare Hinweise sind ein wichtiger Bestandteil der Erste-Hilfe-Ausstattung.

Die Erste-Hilfe-Produkte von Cederroth sind äußerst hochwertig und erfüllen alle einschlägigen Sicherheits- und Leistungsanforderungen.

Die meisten Produkte in unseren Sets und Stationen sind Medizinprodukte, die gemäß den geltenden Rechtsvorschriften CE-gekennzeichnet sind. Das Qualitätsmanagementsystem von Orkla Wound Care AB ist nach MDR (der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte), Anhang IX, Kapitel I & III sowie ISO 13485:2016, zertifiziert. samt ISO 13485:2016.



Neu! Verbessertes Verpackungsdesign

- Eindeutige Symbole, um in einer stressigen Situation schneller das richtige Produkt zu finden
- Demofilme zur Produktanwendung per QR-Code
- Sichtbare Verfallsdaten auf der Vorderseite für eine einfachere Überprüfung





Neues Leben für recycelten Kunststoff: in Erste-Hilfe-Produkten

Seit 2022 verwenden wir für den grün gefärbten Kunststoff in unseren Stationen und Spendern Material aus mehr als 85% recyceltem Kunststoff. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt und beginnen damit, den Kunststoff in den transparenten Abdeckungen durch 100% recycelten Kunststoff zu ersetzen. Ab Sommer 2025 wird der Kunststoff in den Erste-Hilfe-Stationen und -Spendern von Cederroth somit aus 92% recyceltem Kunststoff bestehen. Die Verwendung von recyceltem Kunststoff verringert die Klimaauswirkungen im Vergleich zur Verwendung von neu hergestelltem Kunststoff.



ASR A4.3 (Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe)

4 Mittel zur Ersten Hilfe

(I) Erste-Hilfe-Material ist in Verbandkästen oder anderen geeigneten Behältnissen (z. B. Rucksäcke, Taschen, Schränke), im Folgenden Verbandkasten genannt, vorzuhalten. Die Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen ergibt sich aus Tabelle I.

| Betriebsart | Zahl der Beschäftigten | Kleiner Verband-kasten | Goßer Verband-kasten |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Verwaltungs- und Handelsbetriebe | 1-50 | 1 | _ |
| | 51-300 | _ | I |
| | 300-600 | _ | 2 |
| | fur je 300 weitere Beschäftiqte | _ | +1 |
| Herstellungs-, Verarbeitungsbetriebe und vergleichbare Betriebe | 1-20 | 1 | _ |
| | 21-100 | _ | 1 |
| | 101-200 | _ | 2 |
| | für je 100 weitere Beschäftiqte | _ | +1 |

Tabelle I: Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

- (2) Statt eines großen Verbandkastens können zwei kleine Verbandkästen verwendet werden. Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.
- (3) Verbandkästen sind überall dort bereitzuhalten, wo die Arbeitsbedingungen dies erforderlich machen. Sie sind so zu verteilen, dass sie höchstens in 100 m Wegstrecke oder einer Geschosshöhe erreichbar sind.
- (4) Erste-Hilfe-Material ist so aufzubewahren, dass es vor schädigenden Einflüssen (z. B. Verunreinigungen, Nässe, hohe Temperaturen) geschützt, aber jederzeit leicht zugänglich ist. Das Erste-Hilfe-Material ist nach Verbrauch, bei Unbrauchbarkeit oder nach Ablauf des Verfallsdatums zu ergänzen bzw. zu ersetzen.
- (6) Ausgehend von der Gefährdungsbeurteilung können neben der Grundausstattung mit Erste-Hilfe-Material nach Abs. 5 auch ergänzende Mittel zur Ersten Hilfe (siehe Punkt 3.4) notwendig werden.

3 Begriffsbestimmungen

3.4 Mittel zur Ersten Hilfe sind Erste-Hilfe-Material (z. B. Verbandmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke) sowie gemäß Gefährdungsbeurteilung erforderliche medizinische Geräte (z. B. Automatisierter Externer Defibrillator, Beatmungsgerät) und Arzneimittel (z. B. Antidot), die zur Ersten Hilfe benötigt werden.

DGUV Regeln

4.7 Erforderliche Einrichtungen und Sachmitte 4.7.2 Mittel zur Ersten Hilfe sind

- das Erste-Hilfe-Material (z.B. Verbandmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke) sowie
- z.B. auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung in Abstimmung mit dem Betriebsarzt erforderliche medizinische Geräte (z.B. Automatisierter Externer Defibrillator) und Arzneimittel (z.B. Antidot), die zur Ersten Hilfe benötigt werden.

Art und Menge von Erste-Hilfe-Material Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten z.B.

- der kleine Verbandkasten nach DIN 13157
- der große Verbandkasten nach DIN 13169

Für alle Bereiche

CEDERROTH

First Aid Station Set **DIN 13157**

Die Basis der Erste-Hilfe-Ausrüstung.

Sie bietet Produkte für verschiedene Arten von Verletzungen. Außerdem lässt sich die Station an individuelle Bedürfnisse anpassen.

- Übersichtlich
- Leicht anzuwenden
- Leicht nachzufüllen





Soft Foam Dispenser

Cederroth Soft Foam Bandage Beige ist ein elastischer, selbsthaftender Verband, der maximale Beweglichkeit gewährt.

Cederroth First Aid Station Set DIN 13157 und Koffer REF 51011032 / IGEFA 2259013

Abmessungen Station: B 29 x H 56 x T 12 cm und Koffer B 31 x H 25 x T 8 cm

- 2 x Cederroth 4-in-I Blutstiller (REF 1910)
- 3 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)
- I x (x2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- I x Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml (REF 726000)
- I x Cederroth Soft Foam Dispenser inkl.
- Soft Foam Beige 2 m x 6 cm (REF 51011019)
- I × Salvequick Pflasterspender inkl.
- $1 \times (\times 45)$ Salvequick Wasserabweisende Pflaster (REF 6036)
- I x (x40) Nachfüllpackung Salvequick Textilpflaster (REF 6444)
- I x (x20) Salvequick Wundreiniger (REF 323700)
- I x Cederroth Schutzpaket (REF 2596)
- I x Erste-Hilfe-Anweisungen
- I x Spezialschlüssel

Inhalt Din 13157:

Siehe www.cederroth.com








Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich ein Anleitungsvideo über die Cederroth Augenduschenstation an.



Pflasterspender **Plus**

- So gut wie alles, was zur Versorgung kleinerer Wunden erforderlich ist, in einem praktischen Spender, klein und leicht zu platzieren
- Intelligente Ergänzung zu einer Erste-Hilfe-Station



CEDERROTH



Wundreinigungstücher 40 Stück



Cederroth Pflasterspender Plus REF 51011006 / **IGEFA 2259015** Dimensions: W 30 x H 19 x D 14 cm

Abmessungen: B 30 x H 19 xT 14 cm I (x 40) Salvequick Wundreiniger (REF 3227)

I x Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010)

I (x 40) Salvequick Textilpflaster (REF 6444)

I (x 45) Salvequick Wasserabweisende Pflaster (REF 6036)

I (x 21) Salvequick Textilpflaster (REF 6470)

I x Spezialschlüssel





Integrierter Soft Foam Bandage **Spender**

mit 4,5-m-Rolle

Inklusive 2 Sorten Textil- und einmal wasserabweisende **Pflaster**

Weitere

Pflaster auf Anfrage

Für die Küche

CEDERROTH

First Aid & Burn Station Set DIN 13157

Erste-Hilfe-Station für Arbeitsplätze mit Risiko für Verbrennungen und/oder im Umgang mit Lebensmitteln, zum Beispiel Großküchen und die Lebensmittelindustrie.



Cederroth Soft Foam Bandage Blue ist ein elastischer, selbstklebender Verband, der maximale Beweglichkeit gewährt. Mit dem intelligenten Spender lassen sich Streifen einfach und passgenau abschneiden. Der Verband ist für alle Arten von Wunden geeignet und löst sich nicht im Wasser.

Scannen Sie den QR-Code, um sich ein Anleitungsvideo über die Cederroth First Aid Station & Burn Station anzusehen.





- 2 Cederroth 4-in-I Blutstiller (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)
- 2 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- I (x 10) Verpackung Burn Cover mit Hydrogelpflaster (REF 901903)
- I Cederroth Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
- I Cederroth Soft Foam Spender inkl. Soft Foam Blue $2 \text{ m} \times 6 \text{ cm}$ (51011011)
- I Salvequick Pflasterspender inkl.
- I (x 35) Blue Detectable (REF 51030127) und
- I (x 30) Normal/Fingerkuppen (REF 51030126))
- I $(\times 20)$ Salvequick Wundreiniger (REF 323700)
- I Beatmungsmaske (REF 1921)
- I Erste Hilfe-Anleitung
- I Spezialschlüssel
- I Bohrvorlage

Inhalt Din 13157: Siehe www.cederroth.com









CEDERROTH

Pflasterspender Plus Blau

Speziell auf die Gastronomie- und Lebensmittelbranche ausgelegt.

- Enthält so gut wie alles, was zur Versorgung kleinerer Wunden erforderlich ist
- Intelligente Ergänzung zu einer Erste-Hilfe-Station





Integrierter Soft Foam Bandage Spender mit 4,5-m-Rolle



Pflaster nach unten herausziehen und eine Klebeseite ist gleich geöffnet

Durch Einhand-Bedienung wird Verschmutzung der übrigen Pflaster verhindert.



Cederroth Pflasterspender Plus Blau REF 51011009 / IGEFA 2259016 Abmessungen L 20 x B 31 x H 16 cm

- I Salvequick Wundreiniger, 40 St. (REF 3227)
- I Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010)
- 2 (x 35) Salvequick Blue Detectable (REF 51030127)
- I (x 30) Salvequick Blue Detectable Normal/Fingerkuppen (REF 51030126)
- I Spezialschlüssel







Neu!



- Zwei Größen für eine flexible Wundversorgung (6cm x 4,5m und 3cm x 4,5m)
- Einfache Anwendung
- Integrierte Schneidevorrichtung
- Gut erkennbar, wann Nachfüllen erforderlich ist
- Abgeschlossener Spender, leicht zu öffnen mit dem Nachfüllschlüssel



CEDERROTH

Soft Foam Spender 2-in-I

Jetzt mit zwei Bandagen in zwei Größen

Eine hervorragende Ergänzung für Ihre Erste-Hilfe-Ausrüstung zur schnellen, einfachen Versorgung kleinerer Wunden. Der Spender beinhaltet jetzt zwei Größen unserer Cederroth Soft Foam Bandage Blue und hat ein integriertes Messer für eine einfache Anwendung sowie klare Bedienhinweise. Dank seiner kompakten Größe lässt sich der Spender auch in kleinen Räumen leicht an der Wand montieren. Die transparente Abdeckung schützt die Produkte vor Staub und Schmutz.



Cederroth Soft Foam Spender 2-in-I REF 510004108 / IGEFA 2293193 Abmessungen: B 14,5 x H 12,5 x T 14 cm

I Cederroth Soft Foam Bandage Blue 6cm x 4,5m (REF 51011010)
I Cederroth Soft Foam Bandage Blue 3cm x 4,5m (REF 51011022)



Pflasterspender

In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden. Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und extrem benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer in Reichweite und einsatzbereit. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden.

Salvequick Pflasterspender REF 490700 / IGEFA 2259017 Abmessungen: B 23 x H 12 x T 5,5 cm

- I (x 40) Salvequick Textilpflaster (REF 6444)
- I (x 45) Salvequick Wasserabweisende Pflaster (REF 6036)
- I Spezialschlüssel





Salvequick Wasserabweisende Pflaster

REF 6036 / IGEFA 2259261

Jede Nachfüllpackung enthält 45 Pflaster (27 St. 72 × 19 mm und 18 St. 72 × 25 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung.



Salvequick Fingerverband Wasserabweisend REF 6096 / IGEFA 2299092

Extra lange Kunststoffpflaster, weich und flexibel. Abmessungen: 120 x 20 mm. Jede Nachfüllpackung enthält 30 Pflaster, 6 Nachfüllpackungen/Karton.



Salvequick Textilpflaster REF 6444 / IGEFA 2259262

Jede Nachfüllpackung enthält 40 Pflaster (24 St. 72 × 19 mm und 16 St. 72 × 25 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung.



Salvequick Textilpflaster Extragross REF 6470 / **IGEFA 2259263**

Jede Nachfüllpackung enthält 21 Pflaster (14 St. 80×30 mm und 7 St. 80×60 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung.



Salvequick Fingerkuppenpflaster REF 6454 / **IGEFA 2259265**

Jede Nachfüllpackung enthält 15 Pflaster $(87 \times 56 (23) \text{ mm})$.

6 Nachfüllpackungen/Verpackung.



Salvequick Fingerverband Textil REF 6496 / **IGEFA 2295252**

Extra lange Textilpflaster, weich und flexibel. Abmessungen: 120 x 20 mm. Jede Nachfüllpackung enthält 30 lange Pflaster, 6 Nachfüllpackungen/Karton.



Salvequick Blue Detectable Pflaster REF 5 | 030 | 27 / IGEFA 2259266

Extra weich und flexibel. Werden von den meisten in der Lebensmittelbranche eingesetzten Metalldetektoren erkannt. Jede Nachfüllpackung enthält 35 Pflaster (21 St. 72 x 19 mm und 14 St. 72 x 25 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung.



Salvequick Blue Detectable Normal/Fingerkuppen Pflaster REF 51030126 / IGEFA 2259267

Fingerkuppenpfl aster/Normal. Extra weich und flexibel. Werden von den meisten in der Lebensmittelbranche eingesetzten Metalldetektoren erkannt. Jede Nachfüllpackung enthält 30 Pflaster (15 St. 66 × 39(22) mm und 15 St. 72 × 19 mm). 6 Nachfüllpackungen/Verpackung.



Salvequick Fingerverband Detectable

REF 6796 / IGEFA 2295253

Extra lange blaue Pflaster, die sich leicht um den Finger wickeln lassen. Weich und flexibel. Können von den meisten Metalldetektoren in der Lebensmittelindustrie erkannt werden. Abmessungen: 120 × 20 mm. Jede Nachfüllpackung enthält 39 Pflaster, 6 Nachfüllpackungen/Karton.

Arbeiten in der Nähe von Chemikalien



CEDERROTH

Eye Wash Cabinet

REF 51011040 / IGEFA 2259036

Kompakter Augenduschen-Wandhalter, der vor Staub und Wasser schützt. Inklusive 2 Flaschen Cederroth Augendusche. Ideal für kleine Räume oder wenig Platz an der Wand. Transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit. Eine langnachleuchtende. Anleitungstafel liegt bei. Inkl. 2×500 ml Cederroth Augendusche (REF 725200).

Dank der integrierten augenschale wird die flüssigkeit ohne verluste ins auge geleitet.

Zudem hilft die Augenschale dabei, das Auge beim Spülen offenzuhalten. Sie ist durchsichtig, sodass eine zweite Person kontrollieren kann, dass das Auge offen ist.



CEDERROTH Augendusche

REF 725200 / IGEFA 2259037

Die Cederroth Augendusche gleicht den pH-Wert im Auge aus. Sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als Kochsalzlösung.*
Haltbarkeit: Beeindruckende 4,5 Jahre.



CEDERROTH Wandhalterung

REF 7200 / IGEFA 2259038

Für Cederroth Augendusche 500 ml (REF 725200). Eine langnachleuchtende Anleitungstafel liegt bei. Abmessungen: B 9 x H 27 x T 7 cm.









Nachfüllprodukte



Cederroth Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5 m Beige REF 51011020 / IGEFA 2259021

Klebstofffreies, selbstklebendes Pflaster, das sich leicht in der gewünschten Größe abreißen lässt. Für alle Arten von Wunden bei allen Bedingungen (Wärme, Kälte, Nässe, Trockenheit) geeignet. Nicht wasserlöslich. Passt in die Pflaster Spender Plus und Soft Foam Spender 2-in-1.



Cederroth Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5 m Blue REF 51011010 / IGEFA 2259020

Spender 2-in-1.

Klebstofffreies, selbstklebendes Pflaster, das sich leicht in der gewünschten Größe abreißen lässt. Für alle Arten von Wunden bei allen Bedingungen (Wärme, Kälte, Nässe, Trockenheit) geeignet. Nicht wasserlöslich. Passt in die Pflaster Spender Plus und Soft Foam



Cederroth Soft Foam Bandage 6 cm x 2 m Blue

REF 51011011 / IGEFA 2259025

Klebstofffreies, selbstklebendes Pflaster, das sich leicht in der gewünschten Größe abreißen lässt. Für alle Arten von Wunden bei allen Bedingungen (Wärme, Kälte, Nässe, Trockenheit) geeignet. Nicht wasserlöslich. Passt in die Erste-Hilfe-Station.



Cederroth Soft Foam Bandage 6 cm x 2 m Beige REF 51011019 / IGEFA 2259026

Klebstofffreies, selbstklebendes Pflaster,

das sich leicht in der gewünschten Größe abreißen lässt. Für alle Arten von Wunden bei allen Bedingungen (Wärme, Kälte, Nässe, Trockenheit) geeignet. Nicht wasserlöslich. Passt in die Erste-Hilfe-Station.



Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

REF 726000 / IGEFA 2259039

Das Spray zur Reinigung und Spülung von Augen und Wunden. Entfernt wirksam Fremdkörper wie Schmutz oder Staub. Das Spray kann mehrmals verwendet werden und bleibt bis zum letzten Tropfen steril. Haltbarkeit: 5 lahre.



Cederroth 4-in-I Blutstiller REF 1910 / IGEFA 2259043

Steriler Universalverband mit 4 Funktionen: Druck-, Stütz-, Deck- und Brandwunden-



Cederroth 4-in-I Mini-Blutstiller REF 1911 / IGEFA 2259044

Ein steriler Universalverband mit 4 Funktionen, besonders geeignet für Finger und Zehen. Klare Farbbilder und Anleitungen direkt auf der Verpackung aufgedruckt.



Cederroth Schutzpaket REF 2596 / **IGEFA 2259047**

Verringert das Risiko bei Kontakt von Helfer und Verletzten. Inhalt: Beatmungsmaske mit Rückschlagventil, 2 Paar Handschuhe und 2 St. Cederroth Safety Hand Cleanser Tücher.



Cederroth Burn Gel Dressing $10 \times 10 \text{ cm}$

REF 901900 / IGEFA 2259041

Schnelle Abkühlung und effektive Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand. Die Kompresse kühlt genauso wirksam wie lauwarmes Wasser und beschleunigt damit den Heilungsprozess. Wasserlösliche, sterile Kompresse 10 x 10 cm, 2 St./Verp.



Cederroth Burn Cover REF 901903 / IGEFA 2259042

Das Burn Cover Hydrogelpflaster schützt bei kleineren Brandwunden und lindert die Beschwerden. Es ist auch für kleinere Schnittund Schürfwunden ideal. Mit seiner blauen Farbe ist es zum Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Wasserdicht und steril.



Cederroth Burn Gel 100 ml REF 51011005 / IGEFA 2175377

Gel auf Wasserbasis für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen, und Sonnenbrand. Fungiert als vorübergehende, schützende Barriere, die die Haut kühlt und beruhigt und damit den Schmerz lindert. Mehrfach verwendbar.



Salvequick Wundreiniger 40 Stk. REF 3227 / IGEFA 2259046

Der Salvequick Wundreiniger ist der praktische Ersatz für Watte und Wundreinigerlösung. Inhalt: 40 x Salvequick Wundreiniger: Steril, einzeln verpackt. Passt in die Wound Care Dispenser (REF 51011009).



Salvequick Wundreiniger 20 Stk. REF 323700 / IGEFA 2259045

Der Salvequick Wundreiniger ist der praktische Ersatz für Watte und Wundreinigerlösung. Inhalt: 20 × Salvequick Wundreiniger. Steril, einzeln verpackt. Passt in die Erste-Hilfe-Station.

First Aid Kit Large DIN 13157

Gut ausgestattetes Erste-Hilfe-Kit aus dickem, strapazierfähigem Material, das den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Die Produkte stecken in durchsichtigen Kunststoffhüllen, um einen guten Überblick zu ermöglichen. So sind die richtigen Produkte leicht zu finden, gerade wenn es sehr schnell gehen muss.





Platz für produkte eigener wahl

Klar und übersichtlich

Die Produkte stecken in durchsichtigen Kunststoffhüllen, um einen guten Überblick zu ermöglichen. So sind die richtigen Produkte leicht zu finden, gerade wenn es sehr schnell gehen muss.



Cederroth First Aid Kit Large DIN 13157 REF 51011007 / IGEFA 2259040 Abmessungen: B 31 x H 24,7 x T 8 cm

- 3 Cederroth 4-in-I Blutstiller (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)
- I Heftpflaster Sensitive 5 m \times 2,5 cm (REF 310366)
- I Kälte-Sofortkompresse (REF 219600)
- 2 Fixierbinde 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 2 Paar Handschuhe (REF 2596)
- 4 Cederroth Handreinigertücher (REF 2596)
- I Rettungsdecke (REF 1892)
- 2 Dreiecktuch (REF 1889)
- 6 Kompresse 10 x 10 cm (REF 51000026)
- I Verbandtuch 60 x 80 cm (REF 51000026)
- 5 Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm (REF 51000026)
- 2 Folienbeutel (REF 51000026)
- 2 Fixierbinde 6 cm x 4 m (REF 51000026)
- 2 Gesichtsmasken (REF 51000026)
- 2 Augenkompresse (REF 51000026)
- 42 Mixed Salvequick Pflasterstrips (REF 51000026)
- 6 Pflaster 19 \times 72 mm, 12 Pflaster 25 \times 72 mm,
- 6 Fingerpflaster, 12 Längenpflaster 10 x 6 cm,
- 6 Fingerkuppenpflaster
- I Schere (REF 270002)
- Erste-Hilfe-Broschüre



Cederroth Wandhalterung
REF 190400 / IGEFA 2231421



Distributor:

igefa SE & Co. KG Neuenbrook 6, 24537 Neumünster Telefon 04321 85 10 – 0 info@igefa.de www.igefa.de

Ein Mitglied der

